

Flowmeters:



Características:



El medidor de flujo cuenta con un acople de conexión construido en bronce con diámetros y escalones diferenciados para cada gas. La cápsula de lectura de flujo esta realizada en policarbonato y el cuerpo tiene terminación cromada. Posee un filtro de acero inoxidable, volante con sistema antideslizante y vástago de acero inoxidable.

En la parte inferior existe una salida roscada tipo DISS para la conexión con el humidificador ó para su utilización con tomagoma.

Especificaciones técnicas:

Código	Gas	Escala	Graduación	Presion de trabajo
800149	Oxígeno	0-15 l/min	1 l/min	3,5 Bar
800287	Oxígeno	0-3 l/min	0.2 l/min	3,5 Bar
800286	Oxígeno	0-1 l/min	0.1 l/min	3,5 Bar
259446	Aire	0-15 l/min	1 l/min	3,5 Bar
288888	Aire	0-3 l/min	0.2 l/min	3,5 Bar