

Frasco Humidificador:



Características:

El recipiente está construido en policarbonato de alto impacto translúcido. Posee una tapa con alojamiento para un o-ring de silicona y terminales de entrada y de salida. Las mismas están realizadas en bronce con tratamiento de pulido y cromado.

En la parte superior de la tapa se encuentra la tuerca de conexión al flujómetro tipo DISS dependiendo del gas. Tanto dicho acople como la sección de entrada poseen un o-ring de silicona para el cierre hermético. El tubo interior generador de niebla, en conjunto con la tapa, están fabricados, también, en policarbonato de alto impacto.

Especificaciones Técnicas:

Código para Oxígeno	800172
Código para Aire	271799
Capacidad	250 ml
Graduación	25 ml
Autoclavable	121 ° C- 15 min