

Frascos para Vacío:



Características:

Recipiente construido en policarbonato de alto impacto traslúcido, en dos capacidades diferentes: 1 litro y ½ litro.

Posee una válvula de corte en poliestireno con cierre del flotante en silicona al igual que el cierre del frasco y la tapa. Dicha válvula impide el paso de las secreciones al sistema centralizado.

El frasco de ½ litro podrá ser utilizado con jaula soporte ó conectada en forma directa al regulador de vacío.

Modelos disponibles:

	500 ml	1000 ml
Código Frasco	279013	279021
Código Jaula	287318	279030
Código Soporte para Jaula	288896	288896
Graduación	50 ml	50 ml
Autoclavable	121 ° C- 15 min	121 ° C- 15 min