



HC 047.00

**NITRÓGENO MEDICINAL - N2**  
**Pureza: no menos del 99.5 % V/V de pureza**  
**CONTENIDO BAJO PRESIÓN**

Gas medicinal autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 53182  
Director Técnico: Marcelo F. Arcos, farmacéutico. M.N.12453  
Avellaneda: Hijos del Ayuntamiento de Boiro 1522, Avellaneda. Tel. 011-4229-1200  
Reclamos 0800 9999 AGA (242)

**RIESGOS:** No tóxico. Gas inerte. Asfixiante en alta concentración.  
**Para uso exclusivo de personal técnicamente calificado. AGA no se responsabiliza por las consecuencias de la utilización del producto fuera de estas recomendaciones.**

**RECOMENDACIONES DE USO Y MANIPULACION:** No exponer el cilindro a golpes mecánicos, calor, o descargas eléctricas. No transportar el cilindro en vehículo cerrado. Almacenar en local ventilado. No abrir la válvula del cilindro antes de conectar el equipo adecuado para uso del gas. No utilizar adaptador en la válvula. Cierre la válvula después de uso.

**EMERGENCIAS: Fugas:** cierre la válvula o lleve el cilindro a un local abierto, lejos de fuentes de fuego/calor. **Fuego:** enfríe el cilindro intensamente con agua hasta extinción total del incendio. Continuar enfriando durante 30 minutos.

No se aproxime al cilindro cuando está expuesto a llama o excesivo calor.  
Llamar a los bomberos. Avisar a AGA.

**Usos:** Inertizado. Gas balance. Accionamiento equipos Traumatología y de quirófano.  
Componente en mezclas de gases medicinales.

EL EMPLEO Y LA DOSIFICACION DE ESTE GAS DEBE SER PRESCRITO POR UN MEDICO



UN 1977

