

Puestos de Toma para Gases Medicinales:



Características:

El cuerpo del puesto está construido en bronce. El cierre se realiza por intermedio de un o'ring, resortes de acero inoxidable y pernos de acero. Las dimensiones internas son diferentes para cada gas, evitando de esta forma accidentes por conexiones erróneas. Asimismo cada gas se identifica con un capuchón de PVC del color correspondiente según norma y leyenda identificatoria,

Posee una válvula de retención individual hermanada con la parte inferior del acople, la cual permite realizar trabajos de mantenimiento sin cortar el suministro del gas en el sector involucrado.

Modelos disponibles:

		Color Norma IRAM
Código acople rápido para Oxígeno	278998	Blanco
Código acople rápido para Aire	259471	Amarillo
Código acople rápido para Vacío	259489	Rojo
Código acople rápido para Oxido Nitroso	279056	Azul
Código Base acople rápido (todos los gases)	259501	---