

## Regulador para Vacío:



## Características:

Reguladores utilizados a fin de adecuar el nivel de vacío requerido por el profesional para las diferentes aplicaciones médicas.

El acople de conexión está construido en bronce, volante con sistema antideslizante y vástago de cierre en acero inoxidable.

Para su conexión a la boca de suministro posee un conector (plug), diferenciado a fin de impedir conexión cruzada de gases o errores de montaje, posibilitando además el correcto posicionamiento del aparato.

Incluye manómetro graduado de 0 a 100 cmHg, con escala concéntrica para optimizar la apreciación de la lectura. Rosca de salida normalizada tipo DISS para acoplar a frasco de succión y opcionalmente provista con tomagoma.

## Modelos disponibles:

Código	800135
Escala	0-76 CmHg
Graduación	10 CmHg